

Seguridad en la cuna

Seguridad en la *incubadora y en la cuna

La cama del bebé: incubadora Giraffe

- Si el bebé pesa menos de 1800 gramos y/o no puede mantener una temperatura corporal normal, lo colocaremos en aislamiento. También se conoce como incubadora.
 - En nuestra NICU, solemos referirnos a ella como «Giraffe» («jirafa» en inglés).



Cómo manejar la incubadora Giraffe

- Antes de abrir las puertas de la Giraffe, deberá oprimir un botón que crea una «cortina de aire» para ayudar a mantener el calor y la humedad dentro de la incubadora cuando están abiertas las puertas.
- Tenemos dos versiones distintas de Giraffe, y ambas tienen distintos botones

Una tiene un botón que usted oprime y que se ilumina cuando la cortina está activada.




Off (apagado)



On (encendido)

La otra tiene un botón que dice «air boost» («corriente de aire», en inglés) que se ilumina en la pantalla digital cuando la cortina está activada.



Botón digital de la corriente de aire

Cómo manejar la incubadora Giraffe

- Cuando abra la puerta de la Giraffe para cuidar a su bebé o pasar tiempo con él o ella, hágalo con cuidado.
 - Para abrir la puerta: Empuje firmemente la lengüeta blanca para abrir la puerta.
 - Para cerrar la puerta: Empuje firmemente la lengüeta blanca, coloque suavemente la puerta en posición cerrada y suelte la lengüeta blanca.
 - Si no empuja la lengüeta blanca antes de cerrar la puerta, la puerta se cerrará de golpe y puede hacer un ruido fuerte que sobresaltará al bebé.



Use este botón para abrir y cerrar la puerta.



Presione el botón blanco **ANTES** de cerrar la puerta.

Cómo manejar la incubadora Giraffe


- Todos los artículos que necesita el bebé (pañales, paños de limpieza, ropa adicional, etc.) se guardan en el cajón debajo de la Giraffe.
 - Este cajón se abre de ambos lados. Jálelo suavemente hacia usted.



Cómo manejar la incubadora Giraffe

- Puede ajustar la altura de la incubadora para que sea más cómodo agacharse para atender al bebé.
 - Cambie la altura presionando las flechas hacia abajo y hacia arriba con el pie.
 - NO presione el otro botón de la derecha: este botón eleva rápidamente la parte superior de la Giraffe y solo debe ser utilizado por el equipo de atención médica.

Flechas hacia
arriba y hacia abajo



No
presione
este botón



Cómo manejar la incubadora Giraffe

- Cuando la parte superior está arriba, los laterales de la Cuna Giraffe pueden estar inclinados hacia abajo para permitirle tomar al bebé.
 - Los lados se inclinan si usted oprime suavemente 2 lengüetas (una a cada lado de la cama) y jala suavemente hacia afuera.
 - EN TODO MOMENTO en el que el lateral esté inclinado, usted DEBE pararse de ese lado de la cuna si el bebé está en ella.
 - No se aleje ni por un segundo para desechar un pañal. Mantenga seguro al bebé.



Cómo manejar la incubadora Giraffe

- Cuando coloque los lados en posición HACIA ARRIBA, asegúrese de que el cerrojo a ambos lados de la cama esté bien sujeto (vea las imágenes a continuación). Si la lengüeta no está bien sujeta, usted verá que la lengüeta está de color naranja brillante o azul verdoso.
 - Jale suavemente el lado hacia usted para asegurarse de que esté bien sujeto.



Sujeción adecuada




Mal sujeto



Jale hacia usted para comprobarlo

Cunas pediátricas

- Los bebés más grandes y de más edad pueden ser colocados en una cuna pediátrica.
 - Es posible elevar y bajar ambos lados de esta cuna para facilitar la atención y el traslado del bebé.
 - Para subirla, tome suavemente la manija negra, levántela, apriete la manija y vuelva a levantarla.
 - Para bajarla, tome suavemente la manija negra, levántela, apriete la manija y baje el lado parcialmente o hasta abajo del todo.



Cunas pediátricas

- EN TODO MOMENTO en el que el lateral esté inclinado, usted DEBE pararse de ese lado de la cuna si el bebé está en ella.
 - No se aleje ni por un segundo para desechar un pañal. Mantenga seguro al bebé.
 - Siempre vuelva a subir todo el lateral si el bebé está acostado en la cuna y usted debe alejarse.



Carteles de seguridad en la cama

- Algunos bebés se mueven más que otros. Si notamos que el bebé se contonea hacia los lados de la cama o ha empezado a girar (en general, esto lo hacen los bebés de mayor edad), es posible que vea un cartel en la cama del bebé como recordatorio de que todos debemos mantener los lados elevados y bien sujetos.
 - Si considera que el bebé necesita que coloquemos este cartel, avísele al personal de enfermería o al terapeuta especializado en desarrollo.

